

KAGE RSF

www.kasios.com

1 - OPEN



2 - IMPLANT



La Kage RSF es una caja cervical previamente rellena con sustituto óseo sintético y montada en un porta implantes desechable de uso único.

El conjunto se presenta en caja estéril con doble blister, ¡listo para su inserción y fusión!

LA CAJA

Está fabricada a base de PEEK Optima y dispone de seis marcadores de tantalio, opacos al radio, que aseguran el posicionamiento (2 marcadores horizontales y 2 verticales). La Kage RSF existe en dos anchuras distintas (13x14mm y 13x17mm), habiendo para cada una de ellas 7 alturas diferentes (3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 mm).

EL SUSTITUTO OSEO

Es una cerámica fosfocálcica completamente sintética, cuya composición es de 60% de hidroxapatita (HA) y de 40% de fosfato tricálcico (TCP). La macroporosidad, del sustituto óseo permite su colonización por las células óseas del paciente.

EL PORTA IMPLANTES

Se trata de un instrumento de acero inoxidable, desechable de uso único, que también puede usarse de impactador al final de la intervención, una vez retirado el tornillo interno.

VENTAJAS

- Reducción del tiempo de intervención.
- Facilidad de uso.
- Eliminación del riesgo de error de montaje (caja/sustituto óseo).
- Eliminación del riesgo de error de montaje (caja/porta implantes).
- Reducción del riesgo de contaminación cruzada.
- Simplificación de la gestión de existencias.
- Reducción del instrumental de inserción.

La Kage RSF è una gabbia cervicale preriempita con un sostituto d'osso sintetico e preassemblata su un introduttore monouso.

L'insieme è fornito in confezione sterile a doppio blister, pronto all'uso e alla fusione.

LA GABBIA

E' fatta di PEEK Optima ed è dotata di 6 marcatori di posizione radiopachi in tantalio (2 verticali e 4 orizzontali).

La Kage RSF è disponibile in due larghezze (13x14mm e 13x17mm), ciascuna delle quali è proposta in 7 altezze diverse (3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 mm).

IL SOSTITUTO D'OSSO


E' una ceramica fosfocalcica completamente sintetica, composta per il 60% da idrossiapatite (HA) e per il 40% da fosfato tricálcico (TCP). La macroporosità di questo sostituto osseo permette la riabitazione da parte dell'osso del paziente.


L'INTRODUTTORE DELLA GABBIA

Si tratta di uno strumento monouso in acciaio inox. Può essere utilizzato anche come impattatore alla fine dell'intervento, a patto di rimuovere la vite interna.

VANTAGGI

- Riduzione dei tempi dell'intervento.
- Facilità d'uso.
- Nessun rischio di errori di montaggio Kage/sostituto d'osso.
- Nessun rischio di errori di montaggio Kage/introduttore.
- Minor rischio di contaminazione incrociata.
- Semplificazione della gestione delle scorte.
- Riduzione dello strumentario accessorio di posizionamento.

Kage 13x14	Rif.* / Ref.*
	RSF 14-03 KAGE RSF 13 x14 H3 mm
	RSF 14-04 KAGE RSF 13 x14 H4 mm
	RSF 14-05 KAGE RSF 13 x14 H5 mm
	RSF 14-06 KAGE RSF 13 x14 H6 mm
	RSF 14-07 KAGE RSF 13 x14 H7 mm
	RSF 14-08 KAGE RSF 13 x14 H8 mm
	RSF 14-09 KAGE RSF 13 x14 H9 mm

Kage 13x17	Rif.* / Ref.*
	RSF 17-03 KAGE RSF 13 x17 H3 mm
	RSF 17-04 KAGE RSF 13 x17 H4 mm
	RSF 17-05 KAGE RSF 13 x17 H5 mm
	RSF 17-06 KAGE RSF 13 x17 H6 mm
	RSF 17-07 KAGE RSF 13 x17 H7 mm
	RSF 17-08 KAGE RSF 13 x17 H8 mm
	RSF 17-09 KAGE RSF 13 x17 H9 mm

* Cada una de las referencias corresponde a una caja cervical previamente rellena con sustituto óseo sintético y montada en un porta implantes desechable de uso único. El conjunto se presenta en caja estéril con doble blister, ¡listo para su inserción y fusión!

* Ogni referenza corrisponde a una gabbia cervicale preriempita con un sostituto d'osso sintetico e preassemblata su un introduttore monouso. L'insieme è fornito in confezione sterile a doppio blister.